

Vara-annostimen kaularipustus.

Valmiit kaupalliset silikoniset ripustukset ovat yleensä liian pitkiä. Paras, yksinkertainen ja edullisin kaularipustus syntyy näin:



Näin voi tehdä käyttäjän kaulanpaksuudelle sopivan kaulalenkin.

Tällaista annostimen suukappaleen lenkkiä on mahdollista säätää; solmua voi siirtää liu-uttamalla.

Ripustuksesta voi ensin tehdä reilun mittaisen, sitä voi sovituksen jälkeen lyhentää.